



Stuhlwaage seca 959 – hier sitzt jeder Handgriff



Vertrieb durch
KPZ Waagen GmbH
Moosstrasse 3
CH-8803 Rüslikon
Tel 043 388 05 06
www.kpzwaagen.ch



seca
Präzision für die Gesundheit

Rücksicht, Komfort und Sicherheit

Kann der Patient nicht zur Waage kommen, kommt die Waage zum Patienten: mit der seca 959, geeicht nach Klasse III, bietet seca eine mobile elektronische Stuhlwage, welche die sprichwörtliche seca Präzision mit durchdachten mechanischen Details verbindet, die für außergewöhnliche Bedienungsfreundlichkeit und hohe Sicherheit sorgen.

seca 959 – mobile Stuhlwage – durchdacht bis ins kleinste Detail

Einfaches Platznehmen

Die nach hinten schwenkbaren Armlehnen gestatten unbehindertes Umsetzen vom Stuhl oder Bett auf die Stuhlwage. Die abklappbaren Fußstützen erhöhen zusätzlich den Komfort und die Sicherheit. Sie können seitlich hochgeklappt oder unter die Sitzfläche geschoben werden. Hat der Patient Platz genommen, können die Füße nacheinander auf die unabhängig voneinander klappbaren Stützen gestellt werden. Die hinteren Radfeststellbremsen gewährleisten sicheres Hinsetzen und Aufstehen, ohne dass die Stuhlwage wegrollt.



Mühevolle Mobilität

Die seca 959 verfügt über 4 groß dimensionierte, leichtgängige Räder. Dadurch ist sie so wendig, dass sie selbst auf engstem Raum eingesetzt werden kann. Eine ausgewogene Stahlrohrkonstruktion macht die Waage auch auf schrägen Ebenen kippstabil, und das bei einem Eigengewicht von nur 23 kg. Die sensible Messzelle ist übrigens so gut geschützt, dass man auch über Türschwellen fahren kann, ohne dass sie auf Dauer ihre Präzision verliert.

Einfach zu bedienen

Wenn die Handgriffe zur Bedienung einer Waage wirklich funktional ablaufen, erleichtert das die Arbeit erheblich. Das Bedienfeld der seca 959 ist an der Rückseite der Stuhlwage positioniert und klar und übersichtlich gegliedert. Vier große Tasten genügen, um alle Funktionen zu steuern. Das Gewicht wird auf einem großen, gut abzulesenden Display angezeigt und kann 5 Minuten lang festgehalten werden.



BMI-Funktion

Übergewicht gilt weltweit als das am schnellsten wachsende Gesundheitsrisiko. Umso wichtiger ist die Interpretation des Ernährungszustandes eines Patienten durch den Body-Mass-Index (BMI). Bei der seca 959 ist die BMI-Funktion integriert. Jeder Arzt, jede Schwester und jede Pflegekraft kann den BMI-Wert ganz einfach, schnell und bequem, in wenigen Bedienungsschritten, ermitteln.

Die seca 959 denkt mit

Da sich der Nullpunkt der Wiegefunktion – gerade bei einer hochsensiblen Waage – durch äußere Einflüsse verändern kann, wird er jede Sekunde überprüft und angepasst. Und damit die seca 959 auch das Gewicht unruhiger Patienten präzise anzeigt, besitzt sie eine wirkungsvolle Dämpfung. Und nicht zuletzt die automatische Abschaltfunktion (nach 5 Minuten) zeigt, dass diese Stuhlwage bis ins letzte Detail durchdacht ist. Typisch seca.

Mobil – auch bei der Stromversorgung

Die seca 959 wird mit einem integrierten Akku betrieben, deshalb ermöglicht sie Standort unabhängiges Wiegen und bleibt selbst beim Aufladen mobil. Mit einem voll aufgeladenen Akku sind etwa 1.000 Wägungen möglich. Die im Lieferumfang enthaltene Netzteil Tragetasche seca 471 nimmt das Netzteil sicher und geschützt auf – sie kann direkt an der Stuhlwage befestigt werden.



seca 959 – Variante mit Schnittstelle

Eine Modellvariante bietet an der Unterseite des Anzeigeelementes eine Schnittstelle über die Messungen direkt an einen PC oder an einen Drucker übertragen werden können. Diese Schnittstelle ist insbesondere für den Einsatz der seca 959 in der Dialyse hilfreich.

Technische Daten seca 959

- Tragkraft: 200 kg
- Teilung: 50 g < 150 kg > 100 g
- Funktionen: Abschaltautomatik, TARA, HOLD, BMI,
- Maße (BxHxT): 555 x 920 x 870 mm
- Gewicht: 23 kg
- Stromversorgung: Netz/Akku
- Eichung: Klasse III

Vertrieb durch
KPZ Waagen GmbH
Moosstrasse 3
CH-8803 Rüslikon
Tel 043 388 05 06
www.kpzwaagen.ch



seca

Präzision für die Gesundheit